











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d Umsatzsteuer-Identifikationsnummer





neoLab® Weithals-Vierkantbehälter HDPE, 500 ml, Schraubverschluss

2,74 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Quadratische Weithalsbehälter aus HDPE. Mit Schraubverschluss DIN 80 mit Schaumeinlage.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	E-6911
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072014179
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	500 ml
Breite	88.6 mm
Farbe Flasche	transparent (milchig)
Höhe	108.5 mm
Tiefe	88.6 mm
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss mit Septum
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Gewinde	DIN 80
Halsweite	weit
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE. Teflon®) High-Density-Polyethylen (HDPE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Hals	80 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Material Flasche	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)

