



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Vierkant-Schraubflaschen Klarglas 250 ml Enghals, 10 St./Pack

**79,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

### Enghalsflaschen mit DIN-Gewinde, Original DURAN®

Aus Kalk-Sodaglas, klar, hydrolytische Klasse 3.

Temperaturwechselbeständigkeit 30 K, es wird eine maximale Gebrauchstemperatur von +100°C empfohlen.

Verschlüsse, Ausgießringe etc. bitte separat bestellen.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1079
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-1372
EAN	4058072347819
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Volumen	250 ml
Breite	64 mm
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	155 mm
Tiefe	64 mm
Flaschen Eigenschaften	mit Chargenzertifikat Flasche autoklavierbar
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Gewinde	DIN 32
Halsweite	eng
DM Hals	32 mm
Material Flasche	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2

