



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton® Quadratische Flaschen 60 ml PP- Schraubk.,Tef.Einlage,VE48

96,96 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flaschen aus Kalk-Sodaglas Typ III, chemisch besonders beständig.

Inklusive Schraubkappe mit PE-Schaumeinlage und Teflon[®]-Beschichtung.
Platzsparend durch die quadratische Form.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1804
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0070
EAN	4058072427887
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	60 ml
Breite	39 mm
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	87 mm
Tiefe	39 mm
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss mit Septum Flasche autoklavierbar
Gewinde	28-400 (US)
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon [®]) High-Density-Polyethylen (HDPE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Hals	28 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Flasche	Kalk-Natron-Glas (Wheaton 800. USP-Standard Typ 3)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

