











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## Wheaton® Quadratische Flaschen 500 ml PP-Schraubk.,Tef.Einlage,VE24

104,88 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Flaschen aus Kalk-Sodaglas Typ III, chemisch besonders beständig. Inklusive Schraubkappe mit PE-Schaumeinlage und Teflon  $^{\circledR}$ -Beschichtung. Platzsparend durch die quadratische Form.

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	WD-1807
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0073
EAN	4058072427917
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	500 ml
Breite	68 mm
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	167 mm
Tiefe	68 mm
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss mit Septum Flasche autoklavierbar
Gewinde	48-400 (US)
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE. Teflon®) High-Density-Polyethylen (HDPE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Hals	43 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Flasche	Kalk-Natron-Glas (Wheaton 800. USP-Standard Typ 3)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

