



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton® Quadratische Flaschen 500 ml PP- Schraubk.,Tef.Einlage,VE24

104,88 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flaschen aus Kalk-Sodaglas Typ III, chemisch besonders beständig.

Inklusive Schraubkappe mit PE-Schaumeinlage und Teflon[®]-Beschichtung.
Platzsparend durch die quadratische Form.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1807
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0073
EAN	4058072427917
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	500 ml
Breite	68 mm
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	167 mm
Tiefe	68 mm
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss mit Septum Flasche autoklavierbar
DM Hals	43 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Gewinde	48-400 (US)
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon [®]) High-Density-Polyethylen (HDPE)
Material Flasche	Kalk-Natron-Glas (Wheaton 800. USP-Standard Typ 3)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

