



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Falcon® Vorratsflaschen für Zellkulturmedien, 500 ml, 24 St./Pack

151,27 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einmalflaschen aus Polystyrol, ideal zur Aufbewahrung von Medien, Pufferlösungen und anderen wässrigen Lösungen. Eingebuchtete Griffflächen erleichtern die Handhabung. Der luftdichte Deckel minimiert das Kontaminationsrisiko. Die Flaschen können hervorragend in Verbindung mit den Bottle Top Filtern eingesetzt werden. Sie sind steril, zertifiziert und pyrogenfrei.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	XC-0691
Hersteller (Marke)	Falcon
alte neoLab ArtikelNr.	7-4182
EAN	4058072444167
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	500 ml
steril	Ja
Farbe Flasche	transparent (kristallklar)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Griffmulde graduiert Verschluss autoklavierbar
Material	Polystyrol (PS)
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	orange
Halsweite	eng
Material Flasche	Polystyrol (PS)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

