



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® GLS 80 Weithalsflasche, klar, 500 ml, ohne Kappe und Ring

18,47 € Ab

14,21 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Ein speziell entwickeltes Gewinde ermöglicht ein Öffnen mit weniger als einer Umdrehung. Der 80 mm breite Flaschenhals-Außendurchmesser gestattet ein bequemes sicheres Befüllen und Entnehmen von Pulvern und zähflüssigen Substanzen. Selbst großvolumige Trichter lassen sich problemlos aufsetzen.

Stabile Bauart gibt hohe mechanische Belastbarkeit.

Große Grundfläche für sicheres Standverhalten und Stapelbarkeit.

Weißes Schriftfeld, leicht ablesbare Graduierung, Chargenkennzeichnung "Retrace Code". Inertheit und chemische Resistenz durch DURAN[®]

Zubehör: Schraubkappe (Best.-Nr. 2-3059)

Ausgießring (Best.-Nr. 2-3049)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0123
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-3053
EAN	4058072339869
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen	500 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	148 mm
TBST MAX	525 °C
TBST MIN	-70 °C
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Chargenzertifikat mit Beschriftungsfeld graduiert
DM Flasche	101 mm
DM Hals	80 mm
Gewinde	GLS 80
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)

