



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® PET-Weithalsflaschen klar, 500 ml, 10 Stck./Pack

**34,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Weithalsflaschen aus glasklarem thermoplastischem Polyester  
Verschlüsse aus weißem PP.

Lebensmittelecht, hohe Chemikalienbeständigkeit. Weitgehend diffusionsfest.  
Temperaturbereich: -40°C bis +60°C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2102
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018979
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Volumen	500 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (kristallklar)
Höhe	110 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	60 °C
TBST MIN	-40 °C
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss autoklavierbar
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Halsweite	weit
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	95 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Flasche	Polyethylenterephthalat (PET)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

