



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® PET-Weithalsflaschen klar, 1000 ml, 10 St./Pack

76,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Weithalsflaschen aus glasklarem thermoplastischem Polyester
Verschlüsse aus weißem PP.

Lebensmittelecht, hohe Chemikalienbeständigkeit. Weitgehend diffusionsfest.
Temperaturbereich: -40°C bis +60°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2103
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018986
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (kristallklar)
Höhe	175 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	60 °C
TBST MIN	-40 °C
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss autoklavierbar
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Halsweite	weit
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	80 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Flasche	Polyethylenterephthalat (PET)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

