



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Yutility Flasche, 125 ml, 4 St./Pack

**36,48 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Speziell geformte Griffmulden sorgen für ein einfacheres und sicheres Handling. Das optimierte Gewinde ermöglicht ein schnelleres Öffnen und Schließen der Flasche und ist kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen und anderem Zubehör. Platzsparende Nutzung durch die schlanke Form beim Einsatz in Autoklaven bis 121°C und Labor-Kühlschränken.

Die auf den Flaschen markierte Etikettierungsfläche passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN<sup>®</sup> YOUTILITY Etiketten (Best.-Nr. 2-3041). Optimierte Skala zeigt das Nennvolumen der Flasche, was eine schnellere Identifizierung des Gesamtvolumens ermöglicht.

Hergestellt aus DURAN<sup>®</sup> Borosilikatglas 3.3. (Glastyp I). Die Flasche zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit aus.

Der aufgedruckte Retrace Code ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit der Flasche.

Jede DURAN<sup>®</sup> YOUTILITY Flasche wird als Komplettsystem mit einem Ausgießring (cyan, Polypropylen) und einem GL 45 Schraubverschluss (cyan, Polypropylen) geliefert. Der ergonomisch gefertigte Schraubverschluss mit optimierten Rillen und Rippen ermöglicht ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, insbesondere für Anwender mit kleinen Händen oder beim Arbeiten mit Handschuhen. Die auf dem Schraubverschluss markierte Etikettierungsfläche passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN<sup>®</sup> YOUTILITY Etiketten.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0918
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-3043
EAN	4058072346362
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	125 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	124 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	150 °C
TBST MIN	-40 °C
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Griffmulde mit Chargenzertifikat mit Beschriftungsfeld mit Ausgießring graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	55 mm
DM Hals	45 mm
Ersatzteil	SD-2731 SD-2755
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

