



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Zweihals Dosierflasche, HDPE, 1000 ml

**4,57 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **Dosierflaschen mit dem Zweihals-System** sind bestens dafür geeignet eine kleine Menge an Flüssigkeit aus einem Vorratsgefäß in eine zweite Kammer zu dosieren. Dadurch können beispielsweise Elektroden direkt im Gefäß kalibriert werden ohne die Stammlösung zu beeinflussen.

Die Graduierung in der Dosierkammer ist für 10, 20 ,30, 40, 50, 60 ml gut erkennbar.

- aus HDPE
- passender Originalitätsverschluss: 2-1478

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1477
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072155766
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen	1000 ml
Breite	132 mm
Höhe	253 mm
Tiefe	64 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Gewinde	DIN 28
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

