




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Saugflasche, 100 ml Erlenmeyerform, mit Montageset

**32,86 €** Ab

**25,28 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Saugflaschen in Erlenmeyerform für Filtrationsapplikationen mit magnetischen Filterhaltern (8-3000 ff) oder Filternutschen. Die Oliven aus Kunststoff sind austauschbar. Die Saugflaschen sind vakuumfest und erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, DIN 12 476, ISO 6556.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-0365
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	8-3010
EAN	4058072164638
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	65 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Form	trapezförmig
Höhe	105 mm
Ersatzteil	SD-2793
Typ Anschluss	Schraubanschluss
Typ Glasgefäß	Saugflasche Erlenmeyerform

