



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Saugflasche, 500 ml Erlenmeyerform, mit Montageset

53,60 € Ab
41,23 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Saugflaschen in Erlenmeyerform für Filtrationsapplikationen mit magnetischen Filterhaltern (8-3000 ff) oder Filternutschen. Die Oliven aus Kunststoff sind austauschbar. Die Saugflaschen sind vakuumfest und erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, DIN 12 476, ISO 6556.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0367
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	8-3012
EAN	4058072176891
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	105 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Form	trapezförmig
Höhe	185 mm
Ersatzteil	SD-2793
Typ Anschluss	Schraubanschluss
Typ Glasgefäß	Saugflasche Erlenmeyerform

