




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Saugflasche, 1000 ml Erlenmeyerform, mit Montageset

80,42 € Ab

61,86 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Saugflaschen in Erlenmeyerform für Filtrationsapplikationen mit magnetischen Filterhaltern (8–3000 ff) oder Filternutschen. Die Oliven aus Kunststoff sind austauschbar. Die Saugflaschen sind vakuumfest und erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, DIN 12 476, ISO 6556.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0368
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	8-3013
EAN	4058072179526
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	135 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Form	trapezförmig
Höhe	230 mm
Ersatzteil	SD-2793
Typ Anschluss	Schraubanschluss
Typ Glasgefäß	Saugflasche Erlenmeyerform

