



Nalgene FEP-Spritzflasche 500 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Transparente Spritzflasche aus Fluorkohlenstoff-Polymeren.

Sie eignet sich zum Spülen mit oder zur Ausgabe von starken Lösungsmitteln oder Flüssigkeiten, die andere Kunststoffe angreifen. Steigrohrhalterung und Verschluss für auslaufsichere Funktion aus einem Stück geformt.

Für kontaminationsfreie Ausgabe - geeignet zur Spurenelementanalyse.

Autoklavierbar, extrem chemikalienresistent.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0597
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	1-0026
EAN	4058072030872
Farbe	transparent (klar)
Material	Perfluorethylenpropylen (FEP)
Volumen	500 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Typ Verschluss/ Deckel	Spritzflaschenverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Material	Perfluorethylenpropylen (FEP)
Halsweite	eng
DM Flasche	75 mm
DM Hals	38 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Flasche	Perfluorethylenpropylen (FEP)
Material Verschluss/ Deckel	Perfluorethylenpropylen (FEP)

