



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Szint.-Fläschchen 22 mm Ø, Glas, Kappe PP+Metalleinl., 100 Stck./Pack

80,47 € Ab

60,69 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Fläschchen mit 20 ml Inhalt aus Borosilikatglas "Wheaton 180", ASTM-Standard Typ I Klasse A.

Die Wandstärke ist über alle Serien exakt eingehalten.

Mit aufgeschraubten Kappen mit Metalleinlage.

Fläschchen und Verschraubungen können autoklaviert werden, die Verschraubungen bis 121°C.

Eingeschweißt auf Trays.

Verschlussdurchmesser: 22 mm

Verschlussmaterial: PP

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1601
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0620
EAN	4058072427825
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	20 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	61 mm
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit für den Autosampler geeignet Flasche autoklavierbar
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Gewinde	22-400 (US)
Halsweite	eng
DM Flasche	28 mm
DM Hals	22 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (Wheaton 180 (geringer Kaliumanteil). ASTM-Standard Typ I Klasse A. USP-Standard Typ 1)

