



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Szintill.-Fläschchen 20 ml PET, 22 mm Ø, Kappe PP, 500 Stck./Pack

269,15 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

20 ml Szintillationsfläschchen mit Schraubverschlüssen.

PET (Polyethylen-Terephthalat) ist ein glasklarer Polyester-Kunststoff, der resistent gegenüber den meisten Chemikalien ist.

Schraubkappen aus PP mit Metalleinlage.

Die Verschlüsse sind aufgeschraubt.

Maße: 27 x 61 mm hoch

5 Papptrays zu je 100 Stück, staubsicher verschweisst.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1632
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0625
EAN	4058072427863
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Volumen	20 ml
Farbe Flasche	transparent (kristallklar)
Höhe	61 mm
Flaschen Eigenschaften	für den Autosampler geeignet Flasche autoklavierbar
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Gewinde	22-400 (US)
Halsweite	eng
DM Flasche	27 mm
DM Hals	22 mm
Material Flasche	Polyethylenterephthalat (PET)

