











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Tropfflasche braun, Schraubpipette, 30 ml

3,52 € Ab 3,13 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Runde Tropfflaschen mit Schraub-

pipette und Gummisauger.

Aus Braunglas für lichtempfindliche Medien.

Geringe Flüssigkeitsmengen können sauber entnommen, aufgetropft und gut dosiert werden.

Dicht schließend.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	1-7242
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072045982
Farbe	braun
Volumen	30 ml
Farbe Flasche	braun
Typ Verschluss/ Deckel	Pipettentropfer (verschraubbar)
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Flasche autoklavierbar
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Halsweite	eng
DM Flasche	32.2 mm
DM Hals	18 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß rot
Material Flasche	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

