



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Poulten & Graf Polystop-Tropfflasche, 50 ml

24,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Tropfflasche aus Glas, bequem zu handhaben. Der Pipetten-Tropfer kann zum Gebrauch entnommen werden, während der Stöpsel im Flaschenhals zurückbleibt.

Die Polystop-Tropfflasche gleicht in ihrer einfachen Handhabung der eines Augentropfers. Der Tropfer hat einen weichen Sauger aus Vinyl. Alle Teile sind unempfindlich gegen Chemikalien und können zum Reinigen leicht auseinander genommen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PL-2013
Hersteller (Marke)	Poulten & Graf
alte neoLab ArtikelNr.	6-1101
EAN	4066292151345
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	50 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Typ Verschluss/ Deckel	Pipettentropfer (unverschraubt. herausnehmbar)
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Flasche autoklavierbar
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Halsweite	eng
DM Flasche	42 mm
DM Hals	16 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Material Flasche	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Material Verschluss/ Deckel	Polyvinylchlorid (PVC. Polystop®) Vinyl

