



## neoLab<sup>®</sup> Pumpzerstäuberflasche 50 ml, braun

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Leichte Fläschchen mit Schutzkappe aus PS und Steigrohr aus HDPE.  
Ideal, um kleine Flüssigkeitsmengen gleichmäßig und fein zu versprühen.

Pumpzerstäuber mit Verschluss DIN 18.  
Sprühwinkel 35 Grad, Sprühvolumen je Pumpvorgang 0,05 ml.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-7248
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072046040
Farbe	braun
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	50 ml
Farbe Flasche	braun
Typ Verschluss/ Deckel	Pumpzerstäuber
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Flasche autoklavierbar
Material	Polystyrol (PS)
Halsweite	eng
DM Flasche	37 mm
DM Hals	18 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (klar)
Material Flasche	Polystyrol (PS)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS) Polypropylen (PP)

