

Beschreibung

Preiswerter Feinzerstäuber.

Findet bei Dünnschichtchromatographie, beim Lackieren und zum Zerstäuben von Sprühreagenzien Anwendung.

Sofort betriebsbereit:

Gefüllten Behälter und Patrone zusammenschrauben und sprühen.

Es kann aber auch aus jedem anderen Gefäß gesprüht werden: Einfach Saugrohr in die Flüssigkeit halten und los! Steigrohr, Verschraubung und Sprühkopf aus HDPE.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5011
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003784
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Gasart	Flüssiggas (Propan. Butan)

