



Thermo Scientific Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

Artikelbilder

Beschreibung

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nunc®; CryoColor Farbkodierer für Fläschchen, PS Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): Kryoröhrchen Produktlinie: Nunc®; Menge: 500/Packung, 2000/Karton Unit Size: Case of 2000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0665
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900354879
EAN	4066292513839
Bruttogewicht	0.8
Farbe	blau
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsvolumen	0.00400000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

