



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

30,00 € Ab
25,00 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nunc®; CryoColor Farbkodierer für Fläschchen, PS Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Produktlinie: Nunc®; Menge: 500 Stück/Packung, 2000 Stück/Karton Unit Size: Case of 2000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0762
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900375922
EAN	4058072184643
Bruttogewicht	0.79
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	violett
Material	Polycarbonat (PC)
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsvolumen	0.00300000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

