

Thermo Scientific Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

Artikelbilder

neoLab

Beschreibung

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nunc™ CryoColor Farbcodierer für Fläschchen, PS Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Produktlinie: Nunc™ Menge: 500/Pk., 2000/Cs. Unit Size: Case of 2000

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	FE-0760
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900375884
EAN	4058072188184
Bruttogewicht	0.8
Farbe	rosa
Material	Polycarbonat (PC)
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsvolumen	0.00300000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

