



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

30,00 € Ab
25,00 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nunc™ CryoColor Farbcodierer für Fläschchen, PS Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Produktlinie: Nunc™ Menge: 500/Pk., 2000/Cs. Unit Size: Case of 2000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0760
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900375884
EAN	4058072188184
Bruttogewicht	0.8
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rosa
Material	Polycarbonat (PC)
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsvolumen	0.00300000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

