



Thermo Scientific Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

Artikelbilder

Beschreibung

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nunc®; CryoColor Farbcodierer für Fläschchen, PS Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): Kryoröhrchen Produktlinie: Nunc®; Menge: 500 Stück/Packung, 2000 Stück/Karton Unit Size: Case of 2000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0668
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900355077
EAN	4058072182922
Bruttogewicht	0.802
Farbe	gelb
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsvolumen	0.00300000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

