



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

**30,00 €** Ab  
**25,00 €**  
**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images

## Beschreibung

---

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nunc®; CryoColor Farbkodierer für Fläschchen, PS Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): Kryoröhrchen Produktlinie: Nunc®; Menge: 500 Stück/Packung, 2000 Stück/Karton Unit Size: Case of 2000

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0666
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900354968
EAN	4058072165321
Bruttogewicht	0.8
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rot
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsvolumen	0.00400000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

