



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

100,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nunc®; CryoColor Farbkodierer für Fläschchen, PS Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): Kryoröhrchen Produktlinie: Nunc®; Menge: 500 Stück/Packung, 2000 Stück/Karton Unit Size: Case of 2000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0664
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900354755
EAN	4058072182076
Bruttogewicht	0.8
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsvolumen	0.00300000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

