



## Thermo Scientific Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nunc®; CryoColor Farbkodierer für Fläschchen, PS Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Produktlinie: Nunc®; Menge: 500 Stück/Packung, 2000 Stück/Karton Unit Size: Case of 2000

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0763
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	290037593
EAN	4066292514690
Bruttogewicht	0.8
Farbe	mehrfarbig
Material	Polycarbonat (PC)
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsvolumen	0.00300000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

