



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Nalgene Kryoröhrchen 1,2 ml, 13,5 x 38,1 mm, 500
Stck./Pack**

**295,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kryo-Röhrchen aus PP mit Schraubverschluss, selbststehend, zur Lagerung in der Dampfphase von Flüssigstickstoff.

Für die Probenaufbewahrung bis -196°C geeignet. Weißes Markierfeld, genormte Größe, nicht zytotoxisch, pyrogenfrei, 13,5 mm \varnothing , strahlensterilisiert.

Verpackung: 25 Stück im Beutel, 20 Beutel/VE

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1507
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	3-6000
EAN	4058072219369
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	13,5 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.2 ml
steril	Ja
Höhe	38.1 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Kryoröhrchen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduiert
Boden außen	konisch. mit Standring
Boden innen	rund
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ -truhe

