



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene Kryoröhrchen 2,0 ml, 13,5 x 48,3 mm, 500 Stck./Pack

**17,75 €** Ab  
**14,25 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Kryo-Röhrchen aus PP mit Schraubverschluss, selbststehend**, zur Lagerung in der Dampfphase von Flüssigstickstoff.

Für die Probenaufbewahrung bis  $-196^{\circ}\text{C}$  geeignet. Weißes Markierfeld, genormte Größe, nicht zytotoxisch, pyrogenfrei, 13,5 mm  $\varnothing$ , strahlensterilisiert.

Verpackung: 25 Stück im Beutel, 20 Beutel/VE

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1508
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	3-6001
EAN	4058072178253
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	13,5 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	2 ml
steril	Ja
Höhe	48.3 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Kryoröhrchen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduiert
Boden außen	konisch. mit Standring
Boden innen	rund
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ -truhe

