



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung 1.5 ml Case of 500 Steril

27,00 € Ab

22,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor. Einhandbedienung: Ja Kapazität (angloamerikanisch): 0,0507 oz. Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraubverschluss DNase-frei: Ja Verpackungsmenge: 500/Karton Bedruckt: Ja Graduated: Ja Typ: Kryogener Schraubverschluss Zertifizierung/Konformität: CE-gekennzeichnet für die Lagerung diagnostischer Proben in EU-Ländern Beschreibung: Röhrchen, steril, 1,5 ml Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.46 Zoll Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Kapazität (metrisch): 1,5 ml Gewindetyp: Außen Länge (angloamerikanisch): 1.87 Zoll Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 25 RNase-frei: Ja Produktlinie: Nalgene™; Unit Size: Case of 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1511
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238751020
EAN	4058072219376
Bruttogewicht	1.06
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ursprungsland	USA
steril	Ja
Verpackungsvolumen	0.01000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

