



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**neolab® Kryoröhrchen m. Innengewinde, steril,  
selbststehend, 4 ml, 100 Stck./Pack**

**58,50 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Kryoröhrchen (PP) mit Schraubdeckel (PP) mit Silikon-Dichtung, 12,5 mm Ø.

Mit Schnellverschluss, autoklavierbar.

Temperaturbeständig bis -196°C, nur zur Lagerung in der Dampfphase von Flüssigstickstoff. Graduiert, mit Beschriftungsfeld.

RNase-, DNase-, pyrogen-, DNA-frei, gammasterilisiert.

Rundbodige Röhrchen zentrifugierbar bis 14000 g.

In wieder verschließbaren Beuteln.

Zubehör: Deckeleinsätze, farbig (Best.-Nr. 7-8070 ff.)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8064
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072042110
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	12,5 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	4 ml
steril	Ja
Höhe	72 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Kryoröhrchen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel mit Innengewinde mit Dichtung mit Beschriftungsfeld graduiert farbig codierbar RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Boden außen	konisch. mit Standing
Boden innen	rund
Material Dichtung / Septum	Silikon
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ -truhe
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Kryoröhrchen
zentrifugierbar bis	14000 g

