



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Brand Einmal-Küvetten PMMA, Halbmikro,  
1,5-3,0 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 100  
St./Pack**

**15,08 €** Ab  
**12,56 €**  
**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

für kinetische Messungen, nestnummernsortiert.

Küvette: 12,5 x 12,5 x 45 mm

Fenster Makro-Küvette: 10 x 35 mm

Fenster Halbmikro-Küvette: 4,5 x 23 mm

Schichtdicke: 10 mm

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Einsatzbereich ab 300 nm

Standardabweichungen

bei 320 nm  $< \pm 0,004$  Extinktionseinh.

Verpackungseinheit: 100 St./Pack

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-2095
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	E-1643
EAN	4058072213220
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Volumen MAX	3 ml
Volumen MIN	1.5 ml
Breite	12.5 mm
Höhe	45 mm
Länge	12.5 mm
Tiefe	12.5 mm
Küvetten Eigenschaften	für die IxVerwendung
Schichtdicke	10.0 mm
Wellenlänge	ab 300 nm
Standardabweichung	bei 320 nm $< +/- 0.004$
Typ Küvette	Halbmikro

