



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**neolab® Einmal-Küvetten aus PS, Halbmikro,  
1,5-3,0 ml, 100 St./Pack**

**9,53 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

für kinetische Messungen, nestnummernsortiert.

Küvette: 12,5 x 12,5 x 45 mm

Fenster Makro-Küvette: 10 x 35 mm

Fenster Halbmikro-Küvette: 4,5 x 23 mm

Schichtdicke: 10 mm

Polystyrol (PS)

Einsatzbereich ab 340 nm

Standardabweichungen

bei 360 nm  $< \pm 0,005$  Extinktionseinh.

Verpackungseinheit: 100 St./Pack

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	E-1642
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072066178
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polystyrol (PS)
Volumen MAX	3 ml
Volumen MIN	1.5 ml
Breite	12.5 mm
Höhe	45 mm
Länge	12.5 mm
Tiefe	12.5 mm
Küvetten Eigenschaften	für die 1xVerwendung
Schichtdicke	10.0 mm
Wellenlänge	ab 340 nm
Standardabweichung	bei 300 nm $< +/- 0.005$
Typ Küvette	Halbmikro

