



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Makro-Küvette 100-OS SD 10mm, K, VOL 3500µl

149,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Makro-Küvette Typ 100-OS mit Falzdeckel und Transmissionskennziffer für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial Optisches Spezialglas (320 nm - 2500 nm), Volumen 3500 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 9,5 mm, Bodendicke 1,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0434
Reg. Markenzeichen	OS ®
Hersteller (Marke)	Hellma
VGKL Nummer	195511105
EAN	4058072785055
Bruttogewicht	0.02
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Optisches Glas
Volumen MAX	3.5 ml
Verpackungsbreite	0.04000 m
Verpackungshöhe	0.02500 m
Verpackungstiefe	0.06400 m
Zolltarifnummer	90279050
Küvetten Eigenschaften	für die Spektroskopie
Schichtdicke	10.0 mm
Wellenlänge	320 bis 2500 nm

