



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Makro-Küvette 100-OS SD 50mm, K, VOL 1750 μ l

279,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Makro-Küvette Typ 100-OS mit Falzdeckel und Transmissionskennziffer, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial Optisches Spezialglas (320 nm - 2500 nm), Volumen 17500 µl, Schichtdicke 50 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 52,5 mm, Innenbreite 9,5 mm, Bodendicke 1,5 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | KI-0455 |
| Reg. Markenzeichen | OS ® |
| Hersteller (Marke) | Hellma |
| VGKL Nummer | 195511505 |
| EAN | 4058072785215 |
| Bruttogewicht | 0.06 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Material | Optisches Glas |
| Volumen MAX | 17.5 ml |
| Verpackungsbreite | 0.06900 m |
| Verpackungshöhe | 0.02200 m |
| Verpackungstiefe | 0.09400 m |
| Zolltarifnummer | 90279050 |
| Küvetten Eigenschaften | für die Spektroskopie |
| Schichtdicke | 50.0 mm |
| Wellenlänge | 320 bis 2500 nm |

