



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Makro-Küvette 6030-OG SD 50mm, VOL 17500µl

101,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Makro-Küvette Typ 6030-OG mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial Optisches Glas (360 nm - 2500 nm), Volumen 17500 µl, Schichtdicke 50 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 52,5 mm, Innenbreite 9,5 mm, Bodendicke 1,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0663
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Hellma
VGKL Nummer	195510041
EAN	4058072786939
Bruttogewicht	0.06
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.02110 kg
Material	Optisches Glas
Volumen MAX	17.5 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Verpackungsbreite	0.06900 m
Verpackungshöhe	0.02200 m
Verpackungstiefe	0.09400 m
Zolltarifnummer	90279050
Küvetten Eigenschaften	für die Spektroskopie
Schichtdicke	50.0 mm
Wellenlänge	320 bis 2500 nm

