



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Makro-Küvette 6030-UV SD 10mm, VOL 3500µl

82,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Makro-Küvette Typ 6030-UV mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial Quarzglas (260 nm - 2500 nm), Volumen 3500 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 9,5 mm, Bodendicke 1,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0664
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Hellma
VGKL Nummer	195510002
EAN	4058072786946
Bruttogewicht	0.02
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.00610 kg
Material	Quarzglas
Volumen MAX	3.5 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Verpackungsbreite	0.04000 m
Verpackungshöhe	0.02500 m
Verpackungstiefe	0.06400 m
Zolltarifnummer	90279050
Küvetten Eigenschaften	für die Spektroskopie
Schichtdicke	10.0 mm
Wellenlänge	200 bis 2500 nm

