



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hellma Mikro-Küvette 108.002-QS SD 10mm, VOL 500µl

**191,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mikro-Küvette Typ 108.002-QS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 500 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 2 mm, Bodendicke 9 mm

## Zusätzliche Informationen

---

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr.               | KI-0512               |
| Reg. Markenzeichen     | SUPRASIL®             |
| Dual Use Kennzeichen   | nein                  |
| Hersteller (Marke)     | Hellma                |
| VGKL Nummer            | 105514192             |
| EAN                    | 4058072785673         |
| Bruttogewicht          | 0.03                  |
| Transporttemperatur    | Raumtemperatur        |
| Nettogewicht           | 0.01420 kg            |
| Material               | Quarzglas             |
| Volumen MAX            | 0.5 ml                |
| Ursprungsland          | Deutschland           |
| Ursprungsregion        | Rheinland-Pfalz       |
| Verpackungsbreite      | 0.04000 m             |
| Verpackungshöhe        | 0.02500 m             |
| Verpackungstiefe       | 0.06400 m             |
| Zolltarifnummer        | 90279050              |
| Küvetten Eigenschaften | für die Spektroskopie |
| Schichtdicke           | 10.0 mm               |
| Wellenlänge            | 200 bis 2500 nm       |

