




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Brand UV-Küvetten halbmikro, 1,5-3,0 ml,  
CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 100 St./Pack**

**38,90 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

aus Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit, nestnummernsortiert.

Wellenlängenbereich: 220–900 nm

Standardabweichung in Extinktionseinheiten:

240 nm  $\leq \pm 0,007$

300 nm  $\leq \pm 0,005$

Schichtdicke: 10 mm

UV-Küvette halbmikro

Füllvolumen: 1,5 bis 3,0 ml

Maße Fenster: 4,5 x 23 mm (min.)

Verpackungseinheit: 100 St./Pack

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-2098
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-6250
EAN	4058072213251
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polystyrol (PS)
Volumen MAX	3 ml
Volumen MIN	1.5 ml
Küvetten Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit für die ixVerwendung für UV-Bereich geeignet
Schichtdicke	10.0 mm
Wellenlänge	220 bis 900 nm
Standardabweichung	bei 240 nm < +/- 0.007 bei 300 nm < +/- 0.005
Typ Küvette	Halbmikro

