



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand UV-Küvetten makro, 2,5-4,5 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 100 St./Pack

35,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

aus Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit, nestnummernsortiert.

Wellenlängenbereich: 220–900 nm

Standardabweichung in Extinktionseinheiten:

240 nm $\leq \pm 0,007$

300 nm $\leq \pm 0,005$

Schichtdicke: 10 mm

UV-Küvette makro

Füllvolumen: 2,5 bis 4,5 ml

Maße Fenster: 10 x 35 mm (min.)

Verpackungseinheit: 100 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2099
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-6220
EAN	4058072213268
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polystyrol (PS)
Volumen MAX	4.5 ml
Volumen MIN	2.5 ml
TBST MIN	-20 °C
Küvetten Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit für die 1xVerwendung für UV-Bereich geeignet
Schichtdicke	10.0 mm
Standardabweichung	bei 240 nm < +/- 0.007 bei 300 nm < +/- 0.005
Typ Küvette	Makro
Wellenlänge	220 bis 900 nm

