



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hellma Zylinder-Makro-Küvette 120-QS SD 1mm, VOL 280µl

**261,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Zylinder-Küvette Typ 120-QS mit Stopfen aus PTFE für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 280 µl, Schichtdicke 1 mm, Außendurchmesser 22 mm, Innendurchmesser 19 mm, Äußere Tiefe 3,5 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KI-0571
Reg. Markenzeichen	SUPRASIL®
Hersteller (Marke)	Hellma
VGKL Nummer	195516002
Dual Use Kennzeichen	nein
EAN	4058072786090
Bruttogewicht	0.02
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.00350 kg
Material	Quarzglas
Volumen MAX	0.28 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Verpackungsbreite	0.04000 m
Verpackungshöhe	0.02500 m
Verpackungstiefe	0.06400 m
Zolltarifnummer	90279050
Küvetten Eigenschaften	für die Spektroskopie
Schichtdicke	1.0 mm
Wellenlänge	200 bis 2500 nm

