



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Zylinder-Makro-Küvette 120-QS SD 2mm, VOL 560µl

259,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zylinder-Küvette Typ 120-QS mit Stopfen aus PTFE für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 560 µl, Schichtdicke 2 mm, Außendurchmesser 22 mm, Innendurchmesser 19 mm, Äußere Tiefe 4,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0572
Reg. Markenzeichen	SUPRASIL®
Hersteller (Marke)	Hellma
VGKL Nummer	195516012
EAN	4058072786106
Bruttogewicht	0.02
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Quarzglas
Volumen MAX	0.56 ml
Verpackungsbreite	0.04000 m
Verpackungshöhe	0.02500 m
Verpackungstiefe	0.06400 m
Zolltarifnummer	90279050
Küvetten Eigenschaften	für die Spektroskopie
Schichtdicke	2.0 mm
Wellenlänge	200 bis 2500 nm

