



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Flüssig-Filter 667-UV45EPUSP

839,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Flüssigfilter Typ 667-UV45 zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit nach EP und USP, Inhalt: Holmium/Didymium in Perchlorsäure, zertifiziert bei den Wellenlängen: 241, 287, 361, 451, 482, 512, 537, 641, 732, 740, 794, 801, 864 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkKS-Kalibrierschein Achtung: Artikel bis 30.06.2022 verfügbar. Weitere Informationen folgen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0765
Hersteller (Marke)	Hellma
EAN	4058072787585
Bruttogewicht	0.19
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.10300 m
Verpackungshöhe	0.05400 m
Verpackungstiefe	0.14900 m
Zolltarifnummer	90279050

