



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Standard-Einweg-CuveTips™ 6 x Racks pro Karton

556,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für die Messung mit der Photopette® werden Einweg-Reflektorspitzen, die sogenannten CuveTip® verwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Photometermessungen wird nur ein kleines Volumen des Analyten benötigt. Die zu messende Flüssigkeit strömt von selbst in die CuveTips®, ein aktiver Probentransfer in die Küvette ist nicht notwendig. Es ist ein Mindestvolumen von 40 µl erforderlich, um die Kavität der CuveTip® zu füllen. Dieses Volume kann nach der Messung rückgewonnen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	C-3207
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072160302
Transporttemperatur	Raumtemperatur

