



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Standard-Einweg-CuveTips™ 12 x Racks pro Karton

**1.152,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Für die Messung mit der Photopette® werden Einweg-Reflektorspitzen, die sogenannten CuveTip® verwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Photometermessungen wird nur ein kleines Volumen des Analyten benötigt. Die zu messende Flüssigkeit strömt von selbst in die CuveTips®, ein aktiver Proben transfer in die Küvette ist nicht notwendig. Es ist ein Mindestvolumen von 40 µl erforderlich, um die Kavität der CuveTip® zu füllen. Dieses Volume kann nach der Messung rückgewonnen werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	C-3209
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072160326
Transporttemperatur	Raumtemperatur

