



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Deepwell Plate 96/500 $\mu$ L, Wells klar, 500 $\mu$ L, PCR clean, grün, 40 Platten (5 Beutel $\times$ 8 Platten)

Sonderangebot

**280,50 €**

Normalpreis

**374,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Eppendorf Deepwell Plates 96 und 384 sind Hochleistungsplatten für alle manuellen und automatisierten Anwendungen – von der Probenlagerung bei -86 °C bis zur DNA-Denaturierung bei 100 °C. Die aus reinem Polypropylen (PP) hergestellten Platten bieten innovative Merkmale: Mehr Zuverlässigkeit. Mehr Effizienz. Mehr Stabilität. Die Platten sind mit einem weißen, gelben, grünen oder blauen Rand erhältlich. Zur einfachen Identifizierung der Wells ist mit Laser eine kontrastreiche alphanumerische Beschriftung in den Rand eingraviert. Mit dieser OptiTrack®-Matrix finden Sie Ihre Probe bis zu 30 % schneller und reduzieren Pipettierfehler. Mit all ihren durchdachten Merkmalen setzen diese Platten neue Maßstäbe im Labor.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0408
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106901136
EAN	4058072406332
Bruttogewicht	2.75
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.47500 kg
Farbe	grün
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	500 µL
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.46000 m
Verpackungshöhe	0.23000 m
Breite	127.8 mm
Verpackungstiefe	0.14000 m
Verpackungsvolumen	15000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	27.1 mm
Tiefe	85.5 mm
Anzahl Kavitäten	96
Reinheitsgrad	PCR clean
Form Boden	V-Form (konisch)
Form Kavitäten	eckig
zentrifugierbar bis	6000 g

