



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




**Brand Mikrotiterpl., immunoGrade, 384-well, PS,  
Standard, Transp., F-B., 100 µl, VE=50 (10 x 5 St.)**

**273,75 €** Ab

**259,95 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

Zur optimalen Anbindung von IgG.

- Optimiert für die Anbindung von IgG, höchste Bindungskapazität für Moleküle mit hydrophilen und hydrophoben Regionen.
- Für den Großteil der Standard-ELISA die Oberfläche der Wahl.
- Für Solid Phase Immunoassays geeignet.
- Analog zu high-binding Produkten anderer Hersteller.
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2335
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5296
EAN	4058072215422
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	1000 µL
steril	Nein
Multitestplatten Eigenschaften	alphanumerisch codiert RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Anzahl Kavitäten	384
Form Boden	F-Form (flach)
Form Kavitäten	eckig
Typ Platte	Mikrotiter-Platte
Typ Rahmen MTP	ohne Rahmen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe

