



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brand Mikrotiterpl., immunoGrade, 384-well, PS,
Standard, schwarz, F-B., 100 µl, VE=50 (10 x 5
St.)**

287,70 € Ab
273,05 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Zur optimalen Anbindung von IgG.

- Optimiert für die Anbindung von IgG, höchste Bindungskapazität für Moleküle mit hydrophilen und hydrophoben Regionen.
- Für den Großteil der Standard-ELISA die Oberfläche der Wahl.
- Für Solid Phase Immunoassays geeignet.
- Analog zu high-binding Produkten anderer Hersteller.
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2337
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5298
EAN	4058072215446
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	1000 µL
steril	Nein
Multitestplatten Eigenschaften	alphanumerisch codiert RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Anzahl Kavitäten	384
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Form Boden	F-Form (flach)
Form Kavitäten	eckig
Typ Platte	Mikrotiter-Platte
Typ Rahmen MTP	ohne Rahmen

